



MelMax[®]

Die Wundaufilage, die mit Honig heilt.

MelMax[®] zur Wundreinigung und Wundheilung.

MelMax[®] ist ein steriler Wundverband, der mit einer Mischung aus Buchweizenhonig und MMP-regulierenden Metallionen imprägniert wurde.

Der Honig sorgt für die Säuberung verunreinigter Wunden und die Metallionen unterstützen den Wundverschluss.

MelMax[®] wirkt so besonders bei kolonisierten und infizierten Wunden mit verminderter Heilung.

*Das besondere an MelMax[®]:
es kann problemlos über die
Wundränder platziert werden.*



Principelle Deutschland



Vorteile und Anwendungshinweise MelMax®

- Regulierung bakterieller Verunreinigungen und der MMPs
- als Primärwundauflage benötigt MelMax® immer den direkten Kontakt zum Wundgrund, um seine volle Wirkung zu entfalten
- die für MelMax® zu empfehlenden Sekundärverbände richten sich nach dem Exsudationsgrad der Wunde
- üblicherweise wird MelMax® alle ein bis drei Tage gewechselt
- MelMax® lässt sich leicht applizieren und entfernen



Principelle MelMax distributed by:

Principelle Deutschland UG
Klinkerstr. 51
D-25436 Moorrege

T +49 (0) 4122-927 818-0
F +49 (0) 4122-927 818-18
schmidt@principelle.de
www.principelle-deutschland.de

MelMax® Wundverband – in 3 verschiedenen Größen

Größe	Menge Verbände	Bestellnummer	PZN
5 x 6 cm	10 Stück	MM 050670	7408520
8 x 10 cm	10 Stück	MM 081070	7408514
8 x 20 cm	10 Stück	MM 082070	7408508



Principelle B.V.
info@principelle.nl
www.principelle.com

Principelle Deutschland